


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd204 Humain Pour Cytométrie En Flux - P21757

Numéro d'article: CM0010382



Introduction

Anticorps monoclonal conjugué dirigé contre le CD204 humain (MSR1/SCARA1) pour la cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains, il reconnaît le récepteur éboueur impliqué dans l'absorption des LDL modifiées et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD204 humain
Remarques/alias	SRA ; SR-A ; CD204 ; SR-AI ; phSR1 ; phSR2 ; SCARA1 ; SR-AII ; SR-AIII
Espèce	Humaine
GenID (humain)	4481
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-451 du CD204 humain (NP_619729.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P21757
Poids moléculaire	40 kDa/43 kDa/50 kDa
Expédition	Sac réfrigérant