


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme Cd206/Mmr Pour Cytométrie En Flux - P22897

Numéro d'article: CM0011747



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD206/MMR humain pour la cytométrie en flux. Conçu contre le domaine extracellulaire recombinant, il est adapté à la détection du récepteur mannose des macrophages dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Homme CD206/MMR AcM
Remarques / Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541i19.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4360
GeneID	4360
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-1389 du récepteur mannose/CD206 humain (NP_002429.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22897
Poids de la protéine	166kDa
Expédition	Sac de glace