


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd206/Mmr Conjugué Pour Fc - P22897

Numéro d'article: CM0008122



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD206/MMR conjugué pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur de mannose des macrophages humain 1, validé pour FC. Convient pour la recherche en immuno-oncologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD206/MMR conjugué
Remarques/Alias	MMR ; hMR ; CD206 ; MRC1L1 ; CLEC13D ; CLEC13DL ; bA541i19.1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4360
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-1389 du récepteur de mannose/CD206 humain (NP_002429.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22897
Poids moléculaire de la protéine	166 kDa
Expédition	Sac de glace