


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd213A1/IL-13R α 1 Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P78552

Numéro d'article: CM0011407



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'IL-13R α 1 humaine (CD213a1), conjugué à . Validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de la signalisation du récepteur IL13/IL4 en recherche immunologique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD213a1/IL-13R α 1
Remarques/Alias	IL13RA1 ; CD213A1 ; CT19 ; IL-13Ra ; NR4 ; sous-unité alpha-1 du récepteur de l'interleukine-13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3597
GeneID	3597
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-343 du CD213a1/IL-13R α 1 humain (NP_001551.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78552
Poids moléculaire protéique	31 kDa / 48 kDa
Expédition	Glacière