


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-CD213A1/IL-13R α 1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P78552

Numéro d'article: CM0008290



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD213a1/IL-13R α 1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Se lie au domaine extracellulaire, adapté à la recherche en immunologie et sur la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD213a1/IL-13R α 1 humain
Remarques/Alias	IL13RA1 ; CD213A1 ; CT19 ; IL-13Ra ; NR4 ; sous-unité alpha-1 du récepteur de l'interleukine-13
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3597
ID du gène	3597
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-343 du CD213a1/IL-13R α 1 humain (NP_001551.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P78552
Poids de la protéine	31 kDa/48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant