

Lapin Anti-Humain Cd215/IL-15R Alpha Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q13261

Numéro d'article: CM0003997



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' de haute affinité ciblant le récepteur alpha CD215/IL-15 humain pour la cytofluorométrie. Validé sur des échantillons humains, idéal pour les études sur la signalisation des récepteurs des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD215/IL-15R alpha mAb
Remarques/Alias	CD215
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3601
ID de gène	3601
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-205 du CD215/IL-15R alpha humain (NP_002180.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13261
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace