

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd215/IL-15R Alpha Pour Cytométrie En Flux - Q13261

Numéro d'article: CM0011055



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD215/IL-15R alpha humain. Validé pour des applications en cytométrie en flux (FC). Récepteur de l'IL-15 à haute affinité impliqué dans la signalisation immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD215/IL-15R alpha
Remarques / Alias	CD215
Espèce cible	Humain
GeneID	3601
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-205 de CD215/IL-15R alpha humain (NP_002180.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13261
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant