

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd215/IL-15R Alpha Conjugué De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - Q13261

Numéro d'article: CM0010342



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre le CD215/IL-15R alpha humain (IL15RA). Validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur humain avec un poids protéique de 15-28 kDa, adapté aux études de signalisation immunitaire et de récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD215/IL-15R alpha conjugué
Remarques/Alias	IL15RA ; CD215 ; sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-15
Espèce	Humain
GeneID	3601
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-205 du CD215/IL-15R alpha humain (NP_002180.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13261
Poids protéique	15-28 kDa
Expédition	Sac de glace