


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd22 Pour Cytométrie En Flux - P20273

Numéro d'article: CM0006086



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD22 conjugué à l'pour cytométrie en flux. Réagit avec le récepteur de cellules B humain CD22 (95 kDa), un membre de la famille des Siglecs impliqué dans la signalisation et l'adhésion des cellules B. Idéal pour la recherche sur les cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD22
Remarques / Alias	CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2; molécule CD22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	933
GeneID	933
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-687 de la CD22 humaine (NP_001762.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20273
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace