


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd22 Humain Pour Cytométrie En Flux - P20273

Numéro d'article: CM0005724



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD22 humain (Siglec-2). Validé pour la cytométrie en flux sur les lymphocytes B. Immunogène recombinant (aa 20-687). Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les cellules B.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Lapin anti-CD22 humain mAb                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | SIGLEC2; SIGLEC-2                                                                                                          |
| Espèce               | Humain                                                                                                                     |
| ID de gène (Humain)  | 933                                                                                                                        |
| ID de gène           | 933                                                                                                                        |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-687 du CD22 humain (NP_001762.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                      |
| Application          | FC                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                     |
| SWISS                | P20273                                                                                                                     |
| Poids de la protéine | 95kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                               |