

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd225/Ifitm1 Pour Fc (Intra) - P13164

Numéro d'article: CM0009556

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre CD225/IFITM1 humain pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour la recherche antivirale et oncologique ; réagit avec les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-humain CD225/IFITM1
Remarques/Alias	9-27 ; CD225 ; IFI17 ; LEU13 ; DSPA2a
Espèce	Humaine
ID du gène	8519
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence située entre les acides aminés 1 et 80 de CD225/IFITM1 humain (NP_003632.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13164
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace