


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd226/Dnam-1 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q15762

Numéro d'article: CM0012437



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD226/DNAM-1 humain, un récepteur costimulateur présent sur les cellules T et NK. Validé pour la cytométrie en flux ; idéal pour l'étude de l'adhésion des cellules immunitaires, de la cytotoxicité et de la signalisation des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD226/DNAM-1 humain
Remarques/Alias	PTA1 ; DNAM1 ; DNAM-1 ; TLIISA1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10666
ID du gène	10666
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-247 de CD226/DNAM-1 humain (NP_006557.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15762
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace