


Lapin Anti-Humain Cd226/Dnam-1 Mab - Q15762

Numéro d'article: CM0007960



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indotétrine dirigé contre le CD226/DNAM-1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de l'adhésion des cellules immunitaires, de la cytotoxicité des cellules NK et T, ainsi que de l'immunosurveillance tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD226/DNAM-1 mAb
Remarques/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10666
ID de gène	10666
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-247 du CD226/DNAM-1 humain (NP_006557.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15762
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace