


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd226/Dnam-1 De Lapin Conjugué À L'pour La Cytométrie En Flux - Q15762

Numéro d'article: CM0007986



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'haute performance ciblant le CD226/DNAM-1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Outil essentiel pour l'étude de la cytotoxicité médiée par les cellules NK et T dans la recherche en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal anti-humain CD226/DNAM-1 de lapin
Remarques/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10666
GeneID	10666
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-247 du CD226/DNAM-1 humain (NP_006557.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15762
Poids moléculaire protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace