

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd228/Mfi2 Humain Pour La Cytométrie En Flux - P08582

Numéro d'article: CM0012084



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anti-CD228/MFI2 (mélanotransférine) humain pour la cytométrie en flux. Détecte une protéine de 32/80 kDa dans les échantillons humains. Idéal pour la recherche sur le mélanome, les tissus fœtaux et le transport du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD228/MFI2 humain
Remarques/Alias	MTf ; MFI2 ; MTF1 ; CD228 ; MAP97
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4241
ID de gène	4241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-708 du CD228/MFI2 humain (NP_005920.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08582
Poids de la protéine	32 kDa / 80 kDa
Expédition	Sac de glace