

Lapin Anti-Humain Cd228/Mfi2 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P08582

Numéro d'article: CM0011127



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD228/Mélanotransferrine (MFI2) humain. Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur le mélanome et le métabolisme du fer. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD228/MFI2 mAb
Remarques/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4241
ID de Gène	4241
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-708 du CD228/MFI2 humain (NP_005920.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08582
Poids Protéique	32kDa/80kDa
Expédition	Sac de glace