

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd228/Mfi2 Humain Pour Cytométrie En Flux - P08582

Numéro d'article: CM0008363



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD228/MFI2 (mélanotransferrine, p97) humain pour cytométrie en flux. Il reconnaît un antigène associé au mélanome et un transporteur de fer ; adapté aux échantillons humains. P08582.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD228/MFI2 humain
Remarques / Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4241
GeneID	4241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-708 du CD228/MFI2 humain (NP_005920.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08582
Poids de la protéine	32 kDa / 80 kDa
Expédition	Sac de glace