


Lapin Anti-Humain Cd235A/Glycophorine A Mab Pour Fc - P02724

Numéro d'article: CM0008434



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD235a/Glycophorine A humain. Validé pour la cytométrie en flux, réagit avec l'humain. Protéine majeure de la membrane érythrocytaire, antigène du groupe sanguin MN. Idéal pour la recherche sanguine et les études sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD235a/Glycophorine A mAb
Remarques/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPERik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2993
GeneID	2993
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-91 du CD235a humain (NP_002090.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02724
Poids de la protéine	13kDa/16kDa
Expédition	Sac de glace