


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd235A/Glycophorine A Pour Fc - P02724

Numéro d'article: CM0008475



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine humaine CD235a/Glycophorine A pour cytométrie en flux. Validé sur échantillons humains. Protéine majeure de la membrane des érythrocytes portant les antigènes du groupe sanguin MN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human CD235a/Glycophorin A
Remarques/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2993
Identifiant de gène	2993
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02724
Poids de la protéine	13 kDa / 16 kDa
Expédition	Sac de glace