


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd235A/Glycophorine A Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P02724

Numéro d'article: CM0011533



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD235a/Glycophorine A (GYPA) humain pour la cytométrie en flux. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains ; adapté à la recherche sur la membrane érythrocytaire et les antigènes des groupes sanguins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD235a/Glycophorine A conjugué à
Remarques/Alias	MN ; GPA ; MNS ; GPSAT ; PAS-2 ; CD235a ; GPÉrik ; HGpMiV ; HGpMiXI ; HGpSta(C)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2993
GeneID	2993
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-91 du CD235a/Glycophorine A humain (NP_002090.4))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02724
Poids moléculaire protéique	13kDa/16kDa
Expédition	Glacière