


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd235A/Glycophorine A Pour Fc - P02724

Numéro d'article: CM0005385



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité spécifique de la glycophorine A humaine (CD235a), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur la membrane des érythrocytes, les études sur les antigènes de groupes sanguins et les tests d'interaction hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD235a/Glycophorine A mAb
Remarques/Alias	MN, GPA, MNS, GPSAT, PAS-2, CD235a, GP _E rik, HGpMiV, HGpMiXI, HGpSta(C)
Espèce	Humain
ID de gène	2993
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 20-91 de la CD235a/Glycophorine A humaine (NP_002090.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02724
Poids de la protéine	13kDa/16kDa
Expédition	Sac de glace