

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd239/Bcam Pour Cytométrie En Flux - P50895

Numéro d'article: CM0009370



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la protéine humaine CD239/BCAM. Validé pour la cytométrie en flux (FC), il réagit spécifiquement avec la CD239 humaine, une molécule d'adhésion cellulaire de 67 kDa impliquée dans la liaison à la laminine et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD239/BCAM mAb
Remarques / Alias	BCAM ; AU ; CD239 ; LU ; MSK19 ; molécule d'adhésion des cellules basales
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4059
GeneID	4059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-547 de la protéine humaine CD239/BCAM (NP_005572.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P50895
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace