

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd239/Bcam De Lapin Conjugué À L'pour La Cytométrie En Flux - P50895

Numéro d'article: CM0008091



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD239/BCAM humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'adhésion cellulaire, la migration et l'antigène du groupe sanguin Lutheran dans la recherche sur le cancer et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD239/BCAM conjugué à l'
Remarques/Alias	BCAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4059
GeneID	4059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-547 du CD239/BCAM humain (NP_005572.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P50895
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace