

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd24 Pour If/Icc, Fc - P25063

Numéro d'article: CM0005305

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD24 humain, directement conjugué à . Validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Cible une glycoprotéine ancrée par GPI régulant l'activation des lymphocytes B et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD24
Remarques/Alias	CD24A ; CD24
Espèce	Humain
Identifiant du gène	100133941
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-80 du CD24 humain (NP_037362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25063
Poids moléculaire de la protéine	8 kDa ; 13 kDa
Expédition	Sac de glace