

Lapin Anti-Humain Cd24 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P25063

Numéro d'article: CM0008637

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD24 conjugué à l'pour cytométrie en flux. Validé pour FC, reconnaissant le CD24 humain impliqué dans l'activation des lymphocytes B et la différenciation cellulaire. Poids protéique de 8 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD24 mAb
Remarques/Alias	CD24A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	100133941
GeneID	100133941
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-80 du CD24 humain (NP_037362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25063
Poids de la protéine	8kDa
Expédition	Sac de glace