

Lapin Anti-Humain Cd244/2B4 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q9Bzw8

Numéro d'article: CM0009571

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD244/2B4 (SLAMF4) humain pour la cytométrie en flux. Spécifique des sous-ensembles de cellules NK et T ; validé sur des échantillons humains. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et les études fonctionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD244/2B4 mAb
Remarques/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécule CD244
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51744
GeneID	51744
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 22-221 du CD244/2B4 humain (NP_001160135.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZW8
Poids de la protéine	30kDa/36kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace