

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd244/2B4 Pour Cytométrie En Flux - Q9Bzw8

Numéro d'article: CM0010537

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD244/2B4 humain, testé pour cytométrie en flux. Immunogène : protéine recombinante (aa 22-221). Reconnaît le récepteur des cellules NK, utile pour la recherche sur l'immunité innée/adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD244/2B4 mAcM
Remarques / Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; Molécule CD244
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51744
Identifiant du gène	51744
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 22-221 du CD244/2B4 humain (NP_001160135.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZW8
Poids de la protéine	30kDa/36kDa/41kDa
Expédition	Sachet de glace