

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd261/Trail-R1 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - 000220

Numéro d'article: CM0010389



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD261/TRAIL-R1 humain (TNFRSF10A, DR4). Conçu pour les applications de cytométrie en flux (FC). Réagit avec l'humain. Idéal pour étudier l'apoptose induite par TRAIL et l'activation de NF-kB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD261/TRAIL-R1
Remarques/Alias	TNFRSF10A ; APO2 ; CD261 ; DR4 ; TRAILR-1 ; TRAILR1 ; Membre 10a de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8797 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-232 du CD261/TRAIL-R1 humain (NP_003835.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	000220
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace