

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd261/Trail-R1 Pour Cytométrie En Flux - O00220

Numéro d'article: CM0010827



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'de haute qualité dirigé contre le CD261/TRAIL-R1 (TNFRSF10A) humain pour cytométrie en flux. Conçu spécifiquement pour les applications FC, cet anticorps cible le récepteur de mort TRAIL-R1, permettant une détection fiable des voies apoptotiques dans les cellules humaines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD261/TRAIL-R1 mAb
Remarques/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; membre 10a de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8797
ID de gène	8797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-232 du CD261/TRAIL-R1 humain (NP_003835.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00220
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace