

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd261/Trail-R1 Pour Cytométrie En Flux - O00220

Numéro d'article: CM0010119



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD261/TRAIL-R1 (DR4) humain, validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec TRAIL-R1 humain ; poids moléculaire d'environ 50 kDa. Adapté à la recherche sur l'apoptose et la signalisation TRAIL.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin anti-humain CD261/TRAIL-R1                                                                                                                         |
| Remarques / Alias    | TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; Membre 10a de la superfamille des récepteurs du TNF                                                          |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                       |
| ID du gène           | 8797                                                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-232 de CD261/TRAIL-R1 humain (NP_003835.3). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                        |
| Application          | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                                       |
| SWISS                | O00220                                                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 50kDa                                                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                 |