


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd262/Dr5/Trailr2 Pour Cytométrie En Flux - O14763

Numéro d'article: CM0006020



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD262/DR5/TRAILR2 est un anticorps conjugué à un fluorophore destiné à la détection par cytométrie en flux (FC) du récepteur 2 du TRAIL humain (DR5), un médiateur clé de l'apoptose. Dérivé du lapin, il cible les acides aminés 56 à 182.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD262/DR5/TRAILR2
Remarques/alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; membre 10b de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8795
GeneID	8795
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56 à 182 de CD262/DR5/TRAILR2 humain (NP_003833.4).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14763
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa/45 kDa/47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant