


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd262/Dr5/Trailr2 Pour Cytométrie En Flux - O14763

Numéro d'article: CM0008217



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la protéine humaine CD262/DR5/TRAILR2 (TNFRSF10B). Conçu pour la cytométrie en flux afin de détecter l'expression du récepteur 2 de TRAIL et la signalisation de l'apoptose. Réactivité croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD262/DR5/TRAILR2
Remarques / Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; Membre 10b de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-182 de la protéine humaine CD262/DR5/TRAILR2 (NP_003833.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14763
Poids de la protéine	12kDa/45kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace