

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd263/Trail-R3 Humain Pour Cytométrie En Flux - O14798

Numéro d'article: CM0012133

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'contre le CD263/TRAIL-R3 humain (TNFRSF10C), un récepteur leurre inhibant l'apoptose induite par TRAIL. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour la recherche sur l'apoptose et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD263/TRAIL-R3 humain
Remarques/alias	TNFRSF10C ; CD263 ; DCR1 ; DCR1-TNFR ; LIT ; TRAIL-R3 ; TRAILR3 ; TRID ; membre 10c de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	humaine
GeneID (humain)	8794
GeneID	8794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 235 du CD263/TRAIL-R3 humain (NP_003832.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14798
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace