

Lapin Anti-Humain Cd26/Dpp4 Mac Pour Cytométrie En Flux - P27487

Numéro d'article: CM0004425



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD26/DPP4 conjugué pour cytométrie en flux. Reconnaît le CD26 humain, un antigène d'activation des cellules T et une dipeptidyl peptidase IV impliquée dans la régulation immunitaire et l'adhésion cellulaire. Anticorps monoclonal recombinant de lapin, UniProt P27487.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD26/DPP4 mAc
Remarques/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1803
GenelD	1803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-766 du CD26/DPP4 humain (NP_001926.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27487
Poids moléculaire	88kDa
Expédition	Sac de glace