

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd26/Dpp4 Pour Cytométrie En Flux - P27487

Numéro d'article: CM0005478



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la protéine humaine CD26/DPP4. Validé pour la cytométrie en flux. Convient aux études sur l'activation des lymphocytes T, la dipeptidyl peptidase et la recherche sur le récepteur du MERS-CoV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD26/DPP4
Remarques / Alias	DPP4; ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103; dipeptidyl peptidase 4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1803
GenelD	1803
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 766 de la protéine humaine CD26/DPP4 (NP_001926.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27487
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac isothermique