

Lapin Anti-Humain Cd27 Mab Pour Fc - P26842

Numéro d'article: CM0010817



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD27 humain (TNFRSF7), validé pour la cytométrie en flux (FC). Le CD27 est un récepteur de point de contrôle immunitaire costimulateur exprimé sur les cellules T, les cellules NK et les cellules B, impliqué dans l'activation des cellules T et la mémoire. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD27 mAb
Remarques/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	939
GeneID	939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-192 du CD27 humain (NP_001233.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26842
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace