

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd27 Humain Pour Cytométrie En Flux - P26842

Numéro d'article: CM0009753



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD27 humain (TNFRSF7) pour la cytométrie en flux. Immunogène : protéine recombinante (aa 21-192). Convient aux études portant sur les lymphocytes T, les lymphocytes B et les cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD27 humain mAb de lapin
Remarques/Alias	T14 ; S152 ; Tp55 ; TNFRSF7 ; S152. LPFS2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	939
ID du gène	939
Immunogène	Protéine recombinante (acides aminés 21-192 du CD27 humain)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P26842
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace