

Lapin Anti-Humain Cd27 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P26842

Numéro d'article: CM0012466



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD27 humain, validé pour la cytométrie en flux. Récepteur costimulateur impliqué dans l'activation des cellules T ; adapté pour la recherche en immuno-oncologie. - P26842

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD27 mAb
Remarques/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	939
GeneID	939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-192 du CD27 humain (NP_001233.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P26842
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace