

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd27 Humain Pour Cytométrie En Flux - P26842

Numéro d'article: CM0011684



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD27 humain (conjugué) validé pour la cytométrie en flux. Détecte CD27/TNFRSF7, un récepteur immunitaire costimulateur présent sur les cellules T, NK et B. Réagit également avec le CD27 humain. Immunogène : CD27 humain recombinant (aa 21-192).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD27 humain de lapin
Remarques/Alias	T14 ; S152 ; Tp55 ; TNFRSF7 ; S152. LPFS2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	939
GeneID	939
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-192 du CD27 humain (NP_001233.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P26842
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace