

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd270/Hvem Humain Pour La Cytométrie En Flux - Q92956

Numéro d'article: CM0012688



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ABflo 488 dirigé contre CD270/HVEM humain pour la cytométrie en flux. Cible TNFRSF14 sur les cellules B, les cellules T et les monocytes ; utile pour la recherche en immunologie, sur les maladies infectieuses et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD270/HVEM humain
Remarques/Alias	TNFRSF14 ; ATAR ; CD270 ; HVEA ; HVEM ; LIGHTR ; TR2 ; membre 14 de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8764
GeneID	8764
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-162 de CD270/HVEM humain (NP_003811.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92956
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa/30 kDa
Expédition	Sac de glace