

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd270/Hvem Humain Pour Cytométrie En Flux - Q92956

Numéro d'article: CM0005704



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD270/HVEM (TNFRSF14) humain, conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux. Cible le membre 14 de la superfamille des récepteurs du TNF, impliqué dans la signalisation des cellules immunitaires, l'entrée de l'herpèsvirus et la régulation des points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD270/HVEM humain
Remarques / Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; Membre 14 de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8764
GeneID	8764
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant à la séquence d'acides aminés 39-162 de CD270/HVEM humain (NP_003811.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92956
Poids de la protéine	21kDa/30kDa
Expédition	Sachet réfrigérant