

Lapin Anti-Humain Cd271/Ngfr Mab Pour Cytométrie En Flux - P08138

Numéro d'article: CM0005455



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l', spécifique au CD271/NGFR (p75NTR) humain. Conçu pour les applications de cytométrie en flux. Permet l'étude de la signalisation des neurotrophines, de la survie cellulaire et de la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD271/NGFR mAb
Remarques/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Espèce	Humain
ID de gène	4804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-250 du CD271/NGFR humain (NP_002498.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08138
Poids de la protéine	35kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace