

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd273/Pd-L2 Pour La Cytométrie En Flux - Q9Bq51

Numéro d'article: CM0011814



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le PD-L2/CD273 humain. Validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de la régulation des points de contrôle immunitaires et de l'inhibition des lymphocytes T dans la recherche sur le cancer et les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain CD273/PD-L2
Remarques/Alias	B7DC ; Btdc ; PDL2 ; CD273 ; PD-L2 ; PDCD1L2 ; bA574F11.2 ; PDCD1LG2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	80380
Identifiant du gène	80380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-219 du CD273/PD-L2 humain (NP_079515.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BQ51
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa / 31 kDa
Expédition	Sac de glace