

Lapin Anti-Humain Cd273/Pd-L2 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q9Bq51

Numéro d'article: CM0008144



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' spécifique au CD273/PD-L2 humain, conçu pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude des voies de points de contrôle immunitaires et de la régulation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD273/PD-L2 mAb
Remarques/Alias	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Espèce	Humain
ID de Gène	80380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-219 du CD273/PD-L2 humain (NP_079515.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9BQ51
Poids Protéique	21kDa/31kDa
Expédition	Sac de glace