


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd28 Humain Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P10747

Numéro d'article: CM0012036



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD28 humain (Tp44), conçu pour la cytométrie en flux. Cet anticorps cible la glycoprotéine de surface spécifique des lymphocytes T CD28, permettant des études sur l'activation, la prolifération et la régulation immunitaire des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD28 humain
Remarques/Alias	Tp44
Espèce	Humain
GeneID (humain)	940
GeneID	940
Immunogène	Protéine recombinante de CD28 humain pleine longueur (P10747)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10747
Poids moléculaire protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace