


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd28 Humain Pour La Cytométrie En Flux Et La Stimulation Des Cellules T - P10747

Numéro d'article: CM0010975



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD28 humain (Tp44), un récepteur de costimulation des cellules T. Convient pour la cytométrie en flux et la stimulation/activation des cellules T in vitro. Idéal pour la recherche en immunologie et immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD28 humain
Remarques/Alias	Tp44
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	940
GeneID	940
Immunogène	Protéine recombinante du CD28 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF, stimulation/activation des cellules T in vitro
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10747
Poids protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace