


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd28 Humain Pour Cytométrie En Flux - P10747

Numéro d'article: CM0005036



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD28 humain conjugué à l'IDE de haute qualité (clone Tp44), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur l'activation des lymphocytes T et les points de contrôle immunitaires. Swiss-Prot: P10747.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD28 mAb
Remarques / Alias	Tp44
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	940
GeneID	940
Immunogène	Protéine recombinante de CD28 humain pleine longueur (P10747)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10747
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace