


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd298/Atp1B3 Pour Fc - P54709

Numéro d'article: CM0009067



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre le CD298/ATP1B3 humain, validé pour la cytométrie de flux. Cible la sous-unité bêta-3 de l'ATPase transportant le sodium/potassium, idéal pour le marquage de surface cellulaire dans les applications IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD298/ATP1B3
Remarques/Alias	CD298; ATPB-3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	483
GeneID	483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66-279 du CD298/ATP1B3 humain (NP_001670.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P54709
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace