

Lapin Anti-Humain Cd298/Atp1B3 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P54709

Numéro d'article: CM0008996



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'reconnaissant spécifiquement le CD298/ATP1B3 humain, la sous-unité bêta-3 non catalytique de l'ATPase de transport sodium/potassium. Convient pour la cytométrie en flux (FC) avec un immunogène recombinant et réactivité croisée validée sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD298/ATP1B3 mAb
Remarques/Alias	CD298; ATPB-3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	483
ID de gène	483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66-279 du CD298/ATP1B3 humain (NP_001670.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P54709
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace