


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd30 Humain Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P28908

Numéro d'article: CM0010436



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD30 humain (Ki-1) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le membre de la superfamille des TNFR de 50-63 kDa impliqué dans l'activation des lymphocytes. Validé pour la réactivité croisée humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD30 humain
Remarques/Alias	CD30 ; Ki-1 ; D1S166E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	943
GeneID	943
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-379 du CD30 humain (NP_001234.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28908
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa / 50 kDa / 63 kDa
Expédition	Sac de glace